

APESIN System 40



Desinfizierendes flüssiges Waschsystem

- Flexibel einsetzbar
- VAH gelistet
- Hochwirksam

Produktprofil

- APESIN System 40 ist ein flüssiges Waschsystem zur automatischen Dosierung mit hervorragender Reinigungskraft. Ab einer Temperatur von 40 °C bleicht und entfernt es alle Arten von Flecken wirksam.
- Eiweiß- und Stärkeflecken sowie unangenehme Gerüche werden wirksam beseitigt.
- Es wäscht, bleicht und desinfiziert gleichzeitig.
- APESIN System 40 bietet eine hygienische Wäschedesinfektion, die höchste professionelle Standards und die Anforderungen der Biozid-Richtlinie erfüllt.
- Seine Desinfektionseigenschaften wurden gemäß den Richtlinien des VAH geprüft und als System gelistet.

Anwendungsbereich

- Geeignet für alle Waschmaschinenarten, Temperaturen und Wasserhärtegrade.
- APESIN System 40 wurde entwickelt, um sämtliche Textilien mit Ausnahme von Wolle und Seide zu waschen.
- Eine niedrige Dosierung und eine Einwirkzeit ermöglichen eine wirksame Wäschedesinfektion (siehe Tabelle).
- BC-JV034110-36 (APESIN oxydes)

Anwendung und Dosierung



Anwendung mittels automatischer Dosierung.

Inhaltsstoffe:

Zusammensetzung pro 100 g: 5 g Peressigsäure.

Chemothermische Wäschedesinfektion

Wirkpektrum: bakterizid, levurozid, mykobakterizid, tuberkulozid und viruzid	Dosierung	Temperatur	Einwirkzeit	Flottenverhältnis
Vorwäsche (mit Ablassen der Flotte)				
ACTIV liquid	2 ml/L	30 °C	10 min	1 : 5
Hauptwäsche				
ACTIV liquid	3 ml/L	40 °C	20 min	1 : 5
SYSTEM alca	2 ml/L			
APESIN oxydes	4 ml/L			

Nachhaltigkeit und Produktion:



Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz

Sicherheit: Die Produkte sind für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Sicherheitsdatenblätter auf Anfrage erhältlich. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Lagerung: Bei Raumtemperatur im jeweiligen Originalgebinde lagern. Vor Frost schützen.

Umweltschutz: Packungen nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Verkaufseinheit

	Bestell-Nr.	Gebinde
ACTIV liquid	712603	2 x 5 L
ACTIV liquid	712822	1 x 15 L
SYSTEM alca	712826	1 x 15 L
APESIN oxydes	712850	1 x 20 L

Ihr Partner:

